

Absauggerät Servoport 3000

Zwei Ausführungen:

- Servoport 3000 m für den **mobilen Einsatz**
- Servoport 3000 s für den **stationären Einsatz**



Eigenschaften

- Zuverlässige und starke Saugleistung
- Stufenlose Vakuumregulierung mit Präzisionsanzeige
- Graduierter 1 Liter Sekretbehälter
- Sekretbehälterdeckel mit Überlaufsicherung
- Geringe Geräuscentwicklung
- Pflegeleichtes Gehäuse
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Bakterienfilter

Zusätzlich bei Servoport 3000 m

- Netzunabhängiger Akku-Betrieb bis ca. 30 Minuten
- Akkukontrolle

Ausführungen und Lieferumfang

Absauggerät Servoport 3000, Netzanschluss, Bakterienfilter, Sekretbehälter mit Überlaufsicherung, Absaugschlauch mit Fingertip, Spülbecher



Serres Absaugsystem für den Servoport 3000

- Effektiver Bakterienfilter/ Überlaufschutz
- Einfache Handhabung
- Platzsparendes ovales Design
- Bis zu 72 Stunden einsetzbar
- Halterung an den Servoport 3000 angepasst

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
Servoport 3000 m	1	01.24.02.1017	05370463	24246
Servoport 3000 s	1	01.24.01.1018	05370457	24247
Servoport 3000 m Autoadapter	1	01.99.99.0004	–	24334
Servoport 3000, Absaugschlauch 1,30 m	1	01.99.99.0001	–	25094
Bakterienfilter mit Anschlussschläuchen	1	01.99.99.0002	–	26579
Sekretbehälter ohne Deckel	1	01.99.99.0003	–	26724
Sekretbehälterdeckel	1	01.99.99.0003	–	25750
Serres Kanister für Servoport 3000	1	01.99.99.003	–	29654
Serres Absaugbeutel 1000 ml inkl. Geliermittel	32	01.99.99.003	–	29649

SERVOX Absaugkatheter atraumatisch

- Beugt Verletzungen der Trachealschleimhaut vor
- Der direkte Kontakt zwischen der Schleimhaut und den seitlichen Augen wird verhindert
- Skalierung erleichtert die sichere Anwendung und verhindert so ein zu tiefes Einführen des Katheters in die Trachea
- Müheloses Einführen unter Sog
- Einzeln steril verpackt
- Für den Einmalgebrauch



Servona Absaugkatheter 15 cm | 50 cm | 90 cm

auch
für KINDER


- In unterschiedlichen Größen und Längen erhältlich
- Für den Einmalgebrauch
- 15 cm
 - Für die Kinderversorgung
 - In 2 Größen erhältlich
- 50 cm
 - In 7 Größen erhältlich
- 90 cm
 - Verwendung auch ohne Absaugschlauch möglich
 - In 3 Größen erhältlich



Bestellinformationen

Bezeichnung	Größe	Länge	Farbe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Absaugkatheter atraumatisch	CH 8	50 cm	Blau	100	01.99.01.0079	06939445	26264
SERVOX Absaugkatheter atraumatisch	CH 10	50 cm	Schwarz	100	01.99.01.0079	06939451	26265
SERVOX Absaugkatheter atraumatisch	CH 12	50 cm	Weiß	100	01.99.01.0079	06939468	26266
SERVOX Absaugkatheter atraumatisch	CH 14	50 cm	Grün	100	01.99.01.0079	06939474	26267
SERVOX Absaugkatheter atraumatisch	CH 16	50 cm	Orange	100	01.99.01.0079	06939480	26268
Servona Absaugkatheter	CH 14	90 cm	Grün	100	01.99.01.0057	01361639	22385
Servona Absaugkatheter	CH 16	90 cm	Orange	100	01.99.01.0057	01361645	22386
Servona Absaugkatheter	CH 18	90 cm	Rot	100	01.99.01.0057	01361651	22387
Servona Absaugkatheter	CH 06	50 cm	Hellgrün	100	01.99.01.0056	00272394	22375
Servona Absaugkatheter	CH 08	50 cm	Blau	100	01.99.01.0056	00272402	22376
Servona Absaugkatheter	CH 10	50 cm	Schwarz	100	01.99.01.0056	00272419	22377
Servona Absaugkatheter	CH 12	50 cm	Weiß	100	01.99.01.0056	00272425	22378
Servona Absaugkatheter	CH 14	50 cm	Grün	100	01.99.01.0056	00272431	22379
Servona Absaugkatheter	CH 16	50 cm	Orange	100	01.99.01.0056	00272448	22380
Servona Absaugkatheter	CH 18	50 cm	Rot	100	01.99.01.0056	00272454	22381
Servona Absaugkatheter	CH 08	15 cm	Blau	50	01.99.01.0055	05871277	25380
Servona Absaugkatheter	CH 10	15 cm	Schwarz	50	01.99.01.0055	05871283	25381

SERVOX Absaugkatheter 72



Eigenschaften

- Geschlossener Absaugvorgang, ohne Unterbrechung der Beatmung für 72 Std.
- Reduzierte Ansiedlung von pathogenen Keimen
- Ergonomisches und anwenderfreundliches Absaugventil
- Mit Sicherheitsmarkierung an der Katheterspitze
- MDI Port für sichere Medikamentenapplikationen
- Mit Rücklaufventil am Zuspritzport
- Länge: 54 cm

Bestellinformationen

Bezeichnung	Größe	Länge (in cm)	Farbcodierung	Abrechnungsnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Absaugkatheter 72	CH 12	54	Weiß	01.99.01.4900	10078345	29601
SERVOX Absaugkatheter 72	CH 14	54	Grün	01.99.01.4900	10078351	29602
SERVOX Absaugkatheter 72	CH 16	54	Orange	01.99.01.4900	10078368	29603