

SERVOX Kanülen – Reinigung und Wechsel



SERVVOX Kanülenreinigungspulver

- Schnelle und intensive Reinigung
- Auf Hautverträglichkeit getestet
- Materialschonend
- Umweltfreundlich



SERVVOX Servoclean

- Speziell für die Desinfektion von Kunststoffkanülen
- Wirkstoffbasis: aktiver Sauerstoff – ohne Aldehyde und Phenole



SERVVOX Silbertauchbad

- Zur Reinigung von angelaufenen Silberkanülen
- Entfernt Anlaufflecken

Bestellinformationen

Bezeichnung	Größe	Abrechnungsnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVVOX Kanülenreinigungspulver	400 g	12.99.99.1900	05524937	10216
SERVVOX Servoclean	250 ml	12.99.99.1900	00492078	24472
SERVVOX Silbertauchbad	375 ml	12.99.99.1900	07308586	11155

SERVOX Kanülen – Reinigung und Wechsel


SERVOX Reinigungsdose mit Spüleinsatz

- Für die Reinigung von Trachealkanülen
- Mit speziellem Siebeinsatz zur Sekretabsonderung



SERVOX Kanülenreinigungsbürsten

- Zuverlässige und schonende Reinigung der Trachealkanüle von Sekretresten
- Fingerschleife am Griff für sichere Handhabung
- In vier verschiedenen Größen erhältlich



SERVOX Stoma-Öl

- Erleichtert das Einführen der Trachealkanüle
- Keine hautreizende Wirkung
- Erhöht die Gleitwirkung von Kunststoff-Innenkanülen
- Gezielte und sparsame Dosierung durch Tropfverschluss
- Nicht für Hilfsmittel aus Silikon geeignet



Bestellinformationen

Bezeichnung	Größe	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Reinigungsdose mit Spüleinsatz	300 ml	1	12.99.99.1900*	–	25538
SERVOX Kanülenreinigungsbürste	8	4	12.99.99.1013	05496106	27821
SERVOX Kanülenreinigungsbürste	10	4	12.99.99.1013	05496129	27822
SERVOX Kanülenreinigungsbürste	12	4	12.99.99.1013	05496135	27823
SERVOX Kanülenreinigungsbürste	14	4	12.99.99.1013	05496158	27824
SERVOX Stoma-Öl	100 ml	1	12.99.99.1002	07308600	12345

* Abrechnungsnummer

SERVOX 3-Phasen Pflege

SERVOX Stoma-AdEx

- Reinigungstücher zur schonenden und schmerzarmen Entfernung von Klebplastern und Hautkleber



1



2

SERVOX Stoma-Clean

- Reinigungstücher zur schonenden Reinigung der Haut von Sekret und Schmutz im Bereich des Tracheostomas
- Dermatologisch getestet, pH-neutral
- Reinigungsvlies aus Viskose
- Praktische Spenderdose enthält 60 Stoma-Clean-Tücher zum Einmalgebrauch
- Für unterwegs als Reiseset mit 10 einzeln hygienisch verpackten Tüchern erhältlich



3

SERVOX Stoma-Prep

- Zur Vorbereitung der Tracheostomaumgebung
- Entfettet die Haut
- Verbessert die Haftwirkung von Klebprodukten, wie z.B. Basisplatten

Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Stoma-AdEx	Einzel verpackt	30 x 1	12.99.99.1005	09744736	28672
SERVOX Stoma-Clean	Dose	1 x 60	12.99.99.1005	00996637	15049
SERVOX Stoma-Clean	Einzel verpackt	10 x 1	12.99.99.1005	00662698	15048
SERVOX Stoma-Prep	Einzel verpackt	30 x 1	12.99.99.1005	09744713	28671