

SERVOX Tracheo Tape

- Einteiliges Kanülentrageband
- Farbe: hautfarben oder weiß
- Breite Kunststoffhaken
- Elastisch und individuell verstellbar
- Geeignet für Halsweiten von ca. 23 – 43 cm



SERVOX Tracheo Tape soft

- Speziell für den Einsatz bei Silikonkanülen
- Ausführung: einteilig, gepolstert, Klettverschluss
- Material: Schaumstoff mit hautfreundlichem Vlies
- Farbe: weiß
- Geeignet für Halsweiten von ca. 26 – 43 cm



SERVOX Tracheo Tape soft plus



- Ausführungen: einteilig, gepolstert, Klettverschluss
einteilig, gepolstert, Hakenverschluss
- Material: Schaumstoff mit hautfreundlichem Vlies
- Farbe: weiß
- Für Kinder (14 cm) und Erwachsene (24 cm)
- Elastische Befestigungsbänder für variabel einstellbare Länge



SERVOX Tracheo Tape duo

- Ausführung: zweiteilig, gepolstert, Klettverschluss
- Material: Schaumstoff mit hautfreundlichem Vlies
- Farbe: weiß
- Beliebig kürzbar und individuell verstellbar



SERVOX Tracheo Tape Neo



- Speziell für den Einsatz bei Neonaten und Kindern
- Ausführung: zweiteilig, gepolstert, Klettverschluss
- Material: Schaumstoff mit hautfreundlichem Vlies
- Farbe: weiß
- Beliebig kürzbar und individuell verstellbar



Bestellinformationen

| Bezeichnung | Länge | Ausführung | Farbe | VE | Hilfsmittelnr. | PZN | Bestell-Nr. |
|-------------------------------|-------|------------|------------|----|----------------|----------|-------------|
| SERVOX Tracheo Tape | – | Haken | Hautfarben | 1 | 12.99.99.1008 | 05496112 | 27706 |
| SERVOX Tracheo Tape | – | Haken | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 05496098 | 27705 |
| SERVOX Tracheo Tape soft | – | Klett | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 05496164 | 26102 |
| SERVOX Tracheo Tape soft plus | 14 cm | Klett | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 05373912 | 27439 |
| SERVOX Tracheo Tape soft plus | 14 cm | Haken | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 10986781 | 27441 |
| SERVOX Tracheo Tape soft plus | 24 cm | Klett | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 00492109 | 27442 |
| SERVOX Tracheo Tape soft plus | 24 cm | Haken | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 10986798 | 27443 |
| SERVOX Tracheo Tape duo | – | Klett | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 08409668 | 26103 |
| SERVOX Tracheo Tape Neo | – | Klett | Weiß | 1 | 12.99.99.1008 | 10056295 | 29650 |