

## SERVOX Tracheo Nose F



- Zur Befeuchtung, Anwärmung und Filterung der Atemluft bei intubierten oder tracheotomierten Patienten
- Effektives Schaumstofffiltermedium
- Mit 5 mm-Anschluss für zusätzliche Sauerstoffapplikation
- Atemzugsvolumen von 50 bis 1.000 ml
- Einzeln hygienisch verpackt



Hilfsmittelnummer: 12.24.07.6043

## SERVOX Tracheo Nose P



- Verminderung von Borkenbildung durch kontinuierliche Befeuchtung
- Feinporiges Papierfiltermedium
- Für spontanatmende, tracheotomierte Patienten
- Für Erwachsene und Kinder mit einem Atemzugsvolumen bis 1.000 ml einsetzbar
- Zufuhr von Sauerstoff mit SERVOX Tracheo Nose P Sauerstoff Adapter
- Einzeln steril verpackt



SERVOX Tracheo Nose P  
Sauerstoff Adapter

Hilfsmittelnummer: 12.24.07.6055

## SERVOX Tracheo Nose P+

- Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher mit Papierfilter
- Mit Anschluss für 15 mm-Normkonnectoren
- Integrierter O<sub>2</sub>-Anschluss
- Für den Einmalgebrauch
- Atemzugsvolumen 200 bis 1.200 ml
- Einzeln steril verpackt



Hilfsmittelnummer: 12.24.07.6900

## SERVOX Tracheo Nose Neo F



- Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher für Neonaten
- Atemzugvolumen bis 50 ml
- Effektives Filtermedium aus unauffälligem weißen Schaumstoff
- Mit dem SERVOX Tracheo Nose Neo O<sub>2</sub>-Sauerstoff-Adapter kann Sauerstoff zugeführt werden
- Einzeln hygienisch verpackt



SERVOX Tracheo Nose Neo  
mit O<sub>2</sub>-Sauerstoff-Adapter

Abrechnungsnummer: 12.24.07.6056

### Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Tracheo Nose F	30	06438163	25732
O <sub>2</sub> -Schlauch	1	–	16109
SERVOX Tracheo Nose P	30	08717134	28393
SERVOX Tracheo Nose P Sauerstoff Adapter	1	08717157	28394
SERVOX Tracheo Nose P+	30	10516408	28407
SERVOX Tracheo Nose Neo F	30	10398825	28391
SERVOX Tracheo Nose Neo O <sub>2</sub> -Sauerstoff-Adapter	4	10068039	29660