

SERVOX 22/15 Adapter

- Kompatibel mit gängigen Tracheostoma-Produkten
- Gefertigt aus stabilem Kunststoff
- Reduziert einen 22 mm-Anschluss auf einen 15 mm-Normkonnektor
- Unauffälliges und bequem zu tragendes Hilfsmittel

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.0003



SERVOX Verschlusskappe

- Für 22 mm Ansätze (z.B. Basisplatten)
- Nur bei tracheotomierten Patienten einsetzbar!

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1009



SERVOX Verschlusskappe C 15

- Verschlusskappe für 15 mm-Normkonnektor
- Zur langfristig angelegten Entwöhnung
- Nur bei tracheotomierten Patienten einsetzbar!

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.0006



SERVOX Trennkeil RW 15

- Trennkeil für Kanülen mit 15 mm-Normkonnektor
- Zum Lösen von festsitzenden Aufsätzen, wie z. B. künstliche Nasen oder Gänsegurgeln

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.0003



Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX 22/15 Adapter	1	05491764	26912
SERVOX Verschlusskappe	1	02066316	25058
SERVOX Verschlusskappe C 15	1	10783546	29842
SERVOX Trennkeil RW 15	1	–	29100