

## SERVOX Billroth-Lätzchen

- Verhindert ein Durchweichen der Tracheokomresse bei starker Sekretbildung
- Aus abwaschbarem Material
- Mit Lochstanzung für einen sicheren Sitz und zum Durchführen der Kanüle

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1007



## SERVOX Tracheokomresse *einfach*

- Eine Lage weiches, flusenfreies und saugfähiges Vlies
- Kann als leichte Kanülenunterlage genutzt werden
- Sicherer Schutz der Kleidung

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## SERVOX Tracheokomresse *Neo geschlitzt*



- Dient der Abpolsterung der Kanüle und sicheren Aufnahme des Sekretes
- Aus weichem und saugfähigem Material

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001

### Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	Größe (in mm)	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Billroth-Lätzchen	–	80 x 100	10	07308505	11152
SERVOX Tracheokomresse <i>einfach</i>	Standard	90 x 100	10	08469452	25449
SERVOX Tracheokomresse <i>einfach</i>	Geschlitzt	90 x 100	10	07786713	25450
SERVOX Tracheokomresse <i>Neo</i>	Geschlitzt	63 x 66	10	09948982	28428

## SERVOX Tracheokompresse AL

- Dient der Abpolsterung der Kanüle und sicheren Aufnahme des Sekretes
- Aus weichem und saugfähigem Material
- Glatte aluminiumbedampfte Rückseite verhindert ein Verkleben mit der Haut
- Farbe: weiß/ silber

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## SERVOX Doppel-Tracheokompresse

- Für Kanülenträger mit starker Sekretbildung
- Aus zwei Schichten weichem, flusenfreien und sehr saugfähigen Material

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## SERVOX Doppel-Tracheokompresse AL

- Für Kanülenträger mit starker Sekretbildung
- Aus zwei Schichten weichem, flusenfreien und sehr saugfähigen Material
- Glatte aluminiumbedampfte Rückseite verhindert ein Verkleben mit der Haut
- Farbe: weiß/ silber

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	Größe (in mm)	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Tracheokompresse AL	Standard	90 x 100	10	08848304	25458
SERVOX Tracheokompresse AL	Geschlitzt	90 x 100	10	08469512	25459
SERVOX Doppel-Tracheokompresse	Standard	90 x 100	10	08469423	25442
SERVOX Doppel-Tracheokompresse	Geschlitzt	90 x 100	10	08848267	25443
SERVOX Doppel-Tracheokompresse	Standard lang	90 x 150	10	07786647	25444
SERVOX Doppel-Tracheokompresse	Geschlitzt lang	90 x 150	10	07786676	25445
SERVOX Doppel-Tracheokompresse AL	Standard	90 x 100	10	08469481	25455
SERVOX Doppel-Tracheokompresse AL	Geschlitzt	90 x 100	10	03802786	14759
SERVOX Doppel-Tracheokompresse AL	Geschlitzt lang	90 x 150	10	08469506	25457

# SERVOX Tracheokompressen



## SERVOX Kombi-Tracheokompresse

- Für Kanülenträger mit starker Sekretbildung
- Zwei Schichten aus weichem, saugfähigen und flusenfreien Material
- Die der Haut abgewandte Seite ist mit einer für Feuchtigkeit undurchlässigen, abwaschbaren Schicht versehen, die ein Durchweichen der darunter liegenden Schichten verhindert


Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## SERVOX Kombi-Tracheokompresse AL

- Für Kanülenträger mit starker Sekretbildung
- Zwei Schichten aus weichem, saugfähigen und flusenfreien Material
- Die der Haut abgewandte Seite ist mit einer für Feuchtigkeit undurchlässigen, abwaschbaren Schicht versehen, die ein Durchweichen der darunter liegenden Schichten verhindert
- Aluminiumbedampfte Seite verhindert ein Verkleben mit der Haut
- Farbe: weiß/ silber

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001



## SERVOX Tracheofix *gelocht*

- Für Kanülenträger mit wenig Sekretbildung
- Ideal als Unterfütterung und Rundumpolsterung der Kanüle
- Aus luftdurchlässigen Schaumstoffmaterial
- Farbe: hautfarben
- Größe: 70 x 70 mm

Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001

### Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	Größe (in mm)	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Kombi-Tracheokompresse	Standard	90 x 100	10	08469446	25446
SERVOX Kombi-Tracheokompresse	Geschlitzt	90 x 100	10	07786699	25447
SERVOX Kombi-Tracheokompresse AL	Standard	90 x 100	10	08469469	25451
SERVOX Kombi-Tracheokompresse AL	Geschlitzt	90 x 100	10	03802817	15302
SERVOX Tracheofix <i>gelocht</i>	–	70 x 70	10	00355186	14115

## SERVOX Tracheo Pad



- Tracheokompreße aus hydrophilem, saugfähigen Polyurethanschaum (PU)
- Gute Polsterung des Kanülenschildes
- Wundsekret wird optimal vom Tracheostoma abtransportiert
- Hautfarbene Deckschicht ist semipermeabel und atmungsaktiv
- Geschlitzt für einfachen Kompressenwechsel
- Verklebt nicht mit dem Tracheostoma
- Klebefrei
- Einzeln steril verpackt



Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001

## SERVOX Seal Pad

- Vermeidet Druckstellen und polstert das Kanülenschild ab
- Vorbeugen von Entzündungen durch Aufsaugen der Trachealsekrete
- Ausgleich von Undichtigkeiten am Tracheostoma
- Verhindert Irritationen am Tracheostoma
- Hautfarbene Deckschicht ist semipermeabel und atmungsaktiv
- Verklebt nicht mit dem Tracheostoma
- Kebefrei
- Einzeln steril verpackt



Hilfsmittelnummer: 12.99.99.1001

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	Größe (in mm)	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Tracheo Pad	Für Erwachsene	100 x 90 x 5	10	06438186	25743
SERVOX Tracheo Pad Neo large	Für Kinder	65 x 65 x 5	10	09709007	25744
SERVOX Tracheo Pad Neo	Für Kinder	65 x 45 x 5	10	09708982	27089
SERVOX Seal Pad	–	60 x 35 x 5	10	06939534	26101